



sanlift Betteinsatz
www.muehle-mueller.de

sanlift Betteinsatz

Der Verwandlungskünstler für Ihr bestehendes Bett

Krankheiten, Unfälle, Pflegesituationen kommen oft sehr plötzlich und unerwartet - und ziehen einen besonderen Bedarf an Pflege nach sich. Gerade in solchen Fällen ist eine umgehende Reaktion nötig, um den Bedürfnissen des Betroffenen nachzukommen. In diesem Zusammenhang stellt sich oft auch die Frage nach einem Pflegebett. Fällt die Wahl auf ein einzelnes, komplettes Bett hat dies oft den kompletten Umbau des gewohnten Schlafzimmers zur Folge, besonders wenn der Patient in einer Partnerschaft lebt. Der Betteinsatz sanlift bietet sich immer dann an, wenn man in

seiner häuslichen Umgebung verbleiben möchte oder bei Ehepartnern einer von beiden pflegebedürftig wird und auf das gemeinsame Ehebett nicht verzichtet werden soll oder kann.

Ausgestattet mit den Funktionen eines Pflegebettes ersetzt der Betteinsatz sanlift die Liegefläche einer der beiden Seiten des bestehenden Doppelbettes. Der Betteinsatz bietet dem Patienten und den betreuenden Personen den Komfort eines Pflegebettes - und der zu Pflegenden kann in seiner gewohnten häuslichen Umgebung verbleiben.



Ihr vorhandenes Einzel- oder Doppelbett

+



sanlift Betteinsatz

=



wohnliches Bett mit vielfältigen Funktionen für die häusliche Pflege

Komfort

- hoher Liegekomfort durch 4-geteilte Holzliegefläche (alternativ Stahlgitter)
- Liegefläche erhältlich in 90 x 200 cm und 100 x 200 cm
- lieferbar mit Bettverlängerung auf 220 cm (Sondergrößen auf Anfrage)

Höhenverstellung

- das Bett-in-Bett-System sanlift ist voll elektrisch verstellbar und kann in jeden passenden Bettrahmen eingesetzt werden
- Höhenverstellung von 40 - 80 cm

Liegefläche


- elektrische Verstellung der Rücken- und Oberschenkellehne, Unterschenkelverstellung mit Rastomat

Funktion

- angeschweißte Steckhülsen für Aufrichter, Lampen und Infusionsständer; kopfseitig links und rechts am Liegeflächenrahmen angebracht
- Vereinigung von moderner Technik mit hohem Liegekomfort

Sicherheit

- sicherer Halt durch rutschhemmende Füße
- sichere Arbeitslast von 170 kg



sanlift Betteinsatz

Der Verwandlungskünstler für Ihr bestehendes Doppelbett

Innerhalb von wenigen Minuten wird das bestehende Doppelbett zum Komfort- und Pflegebett. Man entfernt die Liegefläche einer Seite des Bettes und ersetzt diese durch den Betteinsatz sanlift. Durch die vollkommene Integration entsteht keine optische Einschränkung – bei entsprechender Höhenverstellung verschwindet auch der obere Rahmen des sanlift – da sich dieser vollständig im Bett integriert. Mit Hilfe des übersichtlichen Handschalters kann die Rücken-, Ober- und Unterschenkellehne, sowie die Höhe elektrisch verstellt werden.



Kinderleichter Einbau von sanlift in ein bestehendes Doppelbett



sanlift Betteinsatz



sanlift Betteinsatz

Hoher Komfort und vielfältige Verstellmöglichkeiten

Den Verstellmöglichkeiten des sanlift sind kaum Grenzen gesetzt.

Mit dem Betteinsatz hat man die Möglichkeit einer sehr weiträumigen Höhenverstellung von 40 bis 80 cm; die 4-geteilte Liegefläche bietet hohen Komfort und vielfältige Verstellmöglichkeiten, wie die stufenlose Verstellung des Kopfteils sowie verschiedene Einstellungen des Fußteils.

Aufgrund der äußerst massiven und präzisen Verarbeitung sind alle Verstellungen sehr sicher, geräusch- und vibrationsfrei.

Verstellmöglichkeiten des sanlift Betteinsatzes



niedrigste Einstellung



höchste Einstellung



Verstellung von Kopf- und Fußteil





Produktion

Werner Mühle Metallverarbeitung
Boschstrasse 6
35799 Merenberg

Telefon: +49 (0) 6471 - 5065-0
Telefax: +49 (0) 6471 - 5065-13

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de



Vertrieb

m2 Handels- u. Vertriebs GmbH
Oststrasse 26
51766 Engelskirchen - Runderoth

Telefon: +49 (0) 2263 - 9617-0

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de