

Pflegebetten

hydraulisches Pflegebett "sina"




Abbildung: Pflegebett "sina"

Basisausstattung:

Liegefläche: 4-geteilte Liegefläche Stahlgitterrost / Holzlattenrost
Liegeflächenbreite: 90 x 200 cm
Liegeflächenverstellung: RL: Lifter, LG: Hydraulik, OS: Lifter, US: FH: Raster
Rollenfeststellung: 4-Rad-Zentralfeststellung, Einzelradfeststellung
Rollen: 125er kugelgelagerte Präzisionsrollen
Höhenverstellung: 40 - 80 cm
Holzumbau: Buche-Dekor hell oder natur, Sonderdekore auf Anfrage lieferbar
Seitengitter: durchgehende Seitengitter
Antrieb: Hydraulikpumpe mit Gasfedern
Gewicht: 120 kg
Lieferumfang: durchgehende Seitengitter,
Sichere Arbeitslast: 170kg
max. Personengewicht: bis 150 kg

Preise hydraulisches Pflegebett "sina"

Pflegebett "sina"	Modell-bezeichnung	Liegefläche	Breiten	Artikel-nummer	
	hydraulisches Pflegebett "sina" 4-geteilte Liegefläche	Stahlgitter	90x200cm	1-254021-05	
			100x200cm		
			120x200cm	1-254023-05V008	
		Holz-lattenrost	90x200cm		
			100x200cm		
			120x200cm		
	hydraulisches Pflegebett "sina" 3-geteilte Liegefläche	Stahlgitter	90x200cm	1-253022-05	
			100x200cm		
			120x200cm		
		Holz-lattenrost	90x200cm		
			100x200cm		
			120x200cm		

Zubehör / Extras / Aufpreise zu Pflegebett "sina"

Bezeichnung	Artikel-nummer	
Aufrichter inkl. Riemen und Griff	1-320001-05	
Aufrichter inkl. Riemen und Griff, mit Aufrollmechanismus	1-320001-05	
Aufrichter, Funk-Haltegriff m. Notruf "Hygiene Care Plus"	1-320002-05	
Matratze Polyschaum	2-420100	
Viscoelastische Matratze zur Dekubitusprophylaxe, Nässeschutz	2-420100V00001	
Bettischplatte, auflegbar auf Holme	1-340011-05	
Seitengitter Holz, 2-geteilt, (für eine Bettseite = 1 Paar)	3-991000-V10502	
Seitengitter Holz, 2-geteilt, Anbausatz zur Selbstmontage	3-991000-V10502	
Seitengitter Holz, durchgehend 3-teilig (1 Bettseite)		
4-Rad-Zentralfeststellung		
DBfK-Rückenlehne mit integr. Längenausgleich		
Holz-Seitenverkleidung für Liegefläche		
Schnellverschluss für Liegeflächentrennung per Zugschnäpper (4 Stk.)		

Sonderausstattung auf Anfrage möglich:

Bettverlängerung , 210cm / 220cm
 andere Breiten auf Anfrage möglich
 Holzdekore z.B. Kirsche, Ahorn, Nussbaum etc.
 Liegefläche mit Flexelementen
 Metallbeschichtung in anderen RAL-Farben