

## Dekupro Viscocomfort Premium XXL Schwergewichtsmatratze



### Bezeichnung



Dekupro Viscocomfort Premium XXL, 90 cm Breite, H4-5, max. 250 kg



Dekupro Viscocomfort Premium XXL, 100 cm Breite, H4-5, max. 250 kg



Dekupro Viscocomfort Premium XXL, 120 cm Breite, H4-5, max. 250 kg



Dekupro Viscocomfort Premium XXL, 140 cm Breite, H4-5, max. 250 kg

### Spezialmatratze zur Dekubitus Prophylaxe und -Therapie-Unterstützung

**Liegefläche:** offenporiger Viscoschaum mit hohem Raumgewicht

**Stütz- und Mittelschicht:** Kaltschaum

**Belüftungssystem:** Mehrzonenbohrungen

**Verwendung:** einseitig benutzbar, gekennzeichnete Liegefläche

**Aufbau:** Kern aus 3-schichtiger Schaumstoff-Kombination

**Liegefläche:** Viscoschaum **RG 80**

**Mittelschicht:** Kaltschaum **RG 55**

**Stüttschicht:** Kaltschaum **RG 55**

**Sitzkanten:** Komfortschaum RG 40

**Abmessungen:** Länge: 200 cm, Höhe 20 cm

verschiedene Breiten zur Auswahl

**Aufbau:** 5 cm Viscoschaum, 4 cm Kaltschaum, 11 cm Kaltschaum

**PU-Nässevollschutz-Bezug \*FM-Silverprotect\***

bi-elastisch mit druckreduzierenden Eigenschaften

3-seitig verdeckter Reißverschluss / Überlappung der Oberseite

**Farbkombination: zweifarbig / lila-flieder**