

Aufsteh- und Umsetzhilfe

- Leistungsbeschreibung und Ausschreibungstext

2-10-STS 200

Aufstehhilfe STS 200 für Patientengewicht bis 200 kg

Der Aufstehlifter STS 200 ist eine kompakte und elektrisch verstellbare Aufsteh- und Umsetzhilfe mit bestmöglicher Funktionalität. Durch die geringe Größe sowie das Gewicht von 29 kg, ermöglicht die Aufstehhilfe dem Pflegepersonal auf engstem Raum zu manövrieren. Die Funktionen lassen sich elektrisch über den Handschalter verstellen.

Technische Daten zur Aufstehhilfe STS200

sichere Traglast: 200 kg

Gewicht: 29 kg

Höhe: ca. 116-145,5 cm

Länge: 98,5 cm

Breite: 59-91,5 cm

Notabsenkung: manuell und elektrisch

Handschalter: IP 43

Arbeits-Durchmesser: 110 cm

Artikelnummer: 2-10-STS200

Vertriebs- und Wartungspartner:

m2 handels- und vertriebs GmbH
Oststraße 26
51766 Engelskirchen-Ründeroth

Aufstehhilfe / Umsetzhilfe

- gute Unterstützung zum Transfer von oder zu einer sitzenden Position
- Einfaches manövrieren auch an schmalen Stellen
- beweglich und einfach zu handhaben

Art-Nr.	Maße	Gewicht	Hub	bis Patientengewicht:	
2-12-STS200	Höhe: 116,5-145,5 cm Länge: 98,5 cm Breite: 59-91,5 cm	29 kg	510 mm	200 kg	
Notabsenkung	Rollen	Arbeitsbereich	Schutzklasse	Material	
Elektrisch oder manuell	Vorne: 75 mm Doppelaufrollen, hinten: 75 mm einzeln gebremste Rollen	D:110 cm	IP 43	Aluminium	



Seitenansicht



geschlossene Beine



geöffnete Beine



m2 handels- und vertriebs GmbH

Oststraße 26
51766 Engelskirchen-Ründeroth

Telefon: 0 22 63 -96 17 – 0
Fax: 0 22 63 – 96 17 – 50

Email:
kontakt@muehle-mueller.de

Internet:
www.muehle-mueller.de