



Journey

Der Journey-Lift ist eine ultrakompakte, trag- und zusammenklappbare Standhilfe mit bestmöglicher Funktionalität. Seine Kompaktheit und Leichtigkeit ermöglichen es dem Pflegepersonal, auf engstem Raum zu manövrieren. Da er sich zusammenklappen lässt, kann er leicht aufbewahrt und transportiert werden. Dank des einzigartigen regulierbaren Kuhhornmechanismus ist das Gerät für Patientinnen und Patienten von unterschiedlicher Statur und Größe geeignet, so dass Ihre Einrichtung nur einen Lift benötigt, um die Bedürfnisse vieler zu befriedigen. Aufgrund des besonders sorgfältigen Produktdesigns konnten die Bedürfnisse sowohl der Pflegekräfte als auch der Patientinnen und Patienten berücksichtigt werden.



Einzigtages zusammenklappbares Design

Dieses erlaubt den selbstständigen Stand für einfache Lagerung. Durch seine Bauart ist es auch ideal für den Transport. Journey ist die einzige klappbare Standhilfe auf dem Markt.



Regulierbares Kuhhorn

Der einzigartige regulierbare Kuhhornmechanismus ist für Patientinnen und Patienten unterschiedlicher Statur und Größe geeignet. Er ist zudem ideal für Transfers aus niedrigen Stühlen.



Regulierbares Kniepolster

Das geformte Kniepolster lässt sich leicht verstellen für einen maximalen Patientenkomfort.



Schutzrollen

Unsere neu gestalteten Schutzrollen gewähren Ihrem Journey-Lift zusätzlichen Schutz.

Technische Daten	
Sichere Traglast	155 kg
Maximale Gesamtlänge	1000 mm
Minimale Gesamtlänge	935 mm
Maximale Gesamthöhe	1600 mm
Minimale Gesamthöhe	1130 mm
Fahrbeine geöffnet – Externe Breite	970 mm
Fahrbeine geöffnet – Interne Breite	875 mm
Fahrbeine geschlossen – Externe Breite	685 mm
Fahrbeine geschlossen – Interne Breite	590 mm

Gewichtsdaten	
Mast, Fuß & Hubteil	37,4 kg
Batterie	2,8 kg
Insgesamt	40,2 kg
Fußteil	18,2 kg
Mast & Hubteil (ohne Batterie)	19,2 kg

Die technischen Daten können aufgrund von Toleranzen bei der Herstellung variieren.