

Pflegebetten

**Pflegebett "medial"**



Abbildung: Pflegebett "medial plus" Grundeinstellung mit Aufstehhilfe

**Basisausstattung:**

- Liegefläche:** 4-geteilte Liegefläche Stahlgitterrost RAL 7035 alternativ mit Holzlaternenrost
- Liegeflächenbreite:** 90 x 200 cm
- Liegeflächenverstellung:** RL: E-Motor, OS: E-Motor, US.: Raster, LG: E-Motor
- Rollenfeststellung:** fahrbar auf 4 Rollen, einzeln feststellbar
- Rollen:** 100er Laufrollen, Einzelradfeststellung
- Höhenverstellung:** 25 - 65 cm
- Holzumbau:** Buche-Dekor hell oder natur, Sonderdekore auf Anfrage lieferbar
- Seitengitter:** durchgehende Seitengitter
- Antrieb:** Motor ohne Netzfreischaltung IP54
- Hub:** Frontenhub
- Gewicht:** 125 kg
- Lieferumfang:** durchgehende Seitengitter
- Sichere Arbeitslast:** 170 kg
- max. Personengewicht:** bis 130 kg

**Preise Pflegebett "medial"**

Pflegebett "medial"	Modell-bezeichnung	Verstellung Liegefläche	Artikel-nummer	
	Pflegebett "medial"	Holzlaternenrost	1-2M4061-02V002	
		Stahlgitterrost	1-2M4061-02V003	
	Niedrigpflegebett / Pflegebett "medial nB"	Holzlaternenrost	1-213051-05V003	
		Stahlgitterrost	1-2MP4061-02V001	
	Pflegebett "medial plus" mit Aufstehhilfe	Holzlaternenrost	1-2MP04071-02V001	
		Stahlgitterrost	1-2MP4071-02	



platzsparende Transportversion

**Zubehör / Extras / Aufpreise zu Pflegebett "medial"**

Bezeichnung	Artikel-nummer	
Aufrichter inkl. Riemen und Griff	1-320001-05	
Aufrichter inkl. Riemen und Griff, mit Aufrollmechanismus	1-320001-05	
Aufrichter, Funk-Haltegriff m. Notruf "Hygiene Care Plus"	1-320002-05	
Matratze Polyschaum	2-420100	
Viscoelastische Matratze zur Dekubitusprophylaxe, Nässeschutz	2-420100V00001	
Seitengitter Holz, 2-geteilt, (für eine Bettseite = 1 Paar)	3-991000-V10502	
Seitengitter Holz, 2-geteilt, Anbausatz zur Selbstmontage	3-991000-V10502	
Seitengitter Holz, durchgehend 3-teilig (1 Bettseite)		

**Sonderausstattung auf Anfrage möglich:**

- Bettverlängerung , 210cm / 220cm
- andere Breiten auf Anfrage möglich
- Holzdekore z.B. Kirsche, Ahorn, Nussbaum etc.
- Liegefläche mit Flexelementen
- Metallbeschichtung in anderen RAL-Farben