



Pflege-/Aufstehbett

aktivia

www.muehle-mueller.de



aktivia Komfortstellung

Pflege- und Aufstehbett “aktivia”

Ruhe und Bewegung

Zur Genesung oder auch der aktiven Pflege eines Patienten ist Ruhe ein wichtiger Aspekt und dient der psychischen und physischen Regeneration. Aber auch (gezielte) Bewegung gehört unabdingbar dazu.

Um dem Patienten eine weitreichende Mobilität zu ermöglichen, stellt das leichte Aufstehen aus dem Pflegebett eine wichtige Grundlage dar. Die für uns naheliegendste Aufstehform sehen wir in **vertikaler Richtung**. Dies vermeidet eine oft unangenehme und anstrengende Drehung des Patienten.

Dieser kann in seiner gewohnten Position im Bett verbleiben, während die Liegefläche in Schräglage gebracht wird. Ist die Endposition erreicht, kann der Patient entweder selbstständig oder mit Unterstützung der Pflegekraft das Bett verlassen.

Diese sehr unkomplizierte, extrem leicht zu bedienende Technik schont den Patienten - und natürlich auch das Pflegepersonal. Gerade bei übergewichtigen oder stark gehandicapten Patienten sind oft zwei Pflegekräfte für Betreuung und Bewegung nötig. Mit den Möglichkeiten des **aktivia** Pflegebettes sind die meisten Pflegemaßnahmen für einzelne Betreuungspersonen möglich.

Durch seine enormen Verstellmöglichkeiten kann der Patient auch selbst jede ihm angenehme Position einstellen - sei es zum Fernsehen, zum Essen, Lesen oder einem Gespräch in netter Runde. Somit ist eine Integration in das soziale Umfeld des Patienten weitgehend gewährleistet, was einen wichtigen Aspekt bei der Gesamtkonzeption dieses Bettes darstellt.

Das **aktivia** Pflegebett mit seinen vielfältigen Funktionen ist dank moderner Technik einfach zu bedienen und stellt eine grosse Hilfe für die Pflege oder ein selbstständiges aktives Leben dar. Es unterstützt und entlastet die Arbeit der Pflegeperson bei der Mobilisation und gibt dem Patienten die Möglichkeit, aktiv zu bleiben oder zu werden.

aktivia: zur Hilfe und Selbsthilfe



Stabile Gelenkverbindung



Verwendung von Buche - Massivholz



Selbst erklärende Einhand - Bedienung



“aktivia” - extreme Verstellmöglichkeiten



Die spezielle Konstruktion des “aktivia” Pflegebettes ermöglicht vielfältigste Verstellmöglichkeiten für verschiedene Sitz- oder Liegepositionen bis hin zur perfekten Aufstehmöglichkeit.



Bequeme Sitz- und Kommunikationsposition



perfekte Aussteigeposition



Ruheposition



Hochstellung des Bettes





Facts

- Pflege- und Seniorenbett mit einzigartiger Aufstehfunktion
- vielfältige Verstellmöglichkeiten
- extrem solide Bauweise
- Komplettproduktion "made in Germany"
- wohnlicher Holzumbau mit geteilten Seitengittern
- viergeteilte Liegefläche
- elektromotorische Aufstehhilfe
- 2-Rad-Zentralfeststellung
- Höhenverstellung von 40 – 80 cm
- Trendelenburg (absperbar)
- Anti-Trendelenburg
- Belastung Patientengewicht bis 135 kg



Qualität *“made in germany”*



Produktion

Werner Mühle Metallverarbeitung
Boschstrasse 6
35799 Merenberg

Telefon: +49 (0) 6471 - 5065 - 0
Telefax: +49 (0) 6471 - 5065 - 13

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de



Vertrieb

m2 Handels- u. Vertriebs GmbH
Oststrasse 26
51766 Engelskirchen - Runderoth

Telefon: +49 (0) 2263 - 9617- 0

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de